

Gerät zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte
und Optimierung der
natürlichen elektromagnetischen
Strahlung in Biosystemen

DeVita Energy

Deutsch.....	3
English.....	13
Español.....	23
Ελληνικά.....	33
Français.....	43
Русский.....	53

Hersteller:
DETA-ELIS-EUROPA GmbH
Justus-Liebig-Str. 2
36093 Künzell, Deutschland

Erste Version, 2014

Gerät zur Stärkung der
körpereigenen Abwehrkräfte
und Optimierung der
natürlichen elektromagnetischen
Strahlung in Biosystemen

DeVita
Energy

Einsatzbereich des Gerätes

Das Gerät «DeVita Energy» ist ein Generator schwacher elektromagnetischer Strahlung, die identisch ist mit der Strahlung natürlicher organischer Systeme.

Das Gerät dient zur Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte und zur Optimierung der natürlichen elektromagnetischen Strahlung in Biosystemen. Das Prinzip der optimierenden Wirkung liegt in der Anwendung von Frequenzen nach den Verfahren von R. Rife, R. Voll und F. Morrel begründet.

Zur Beachtung! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Lieferumfang

Gerät «DeVita Energy».....	1 St.
Gerätepass/Bedienungsanleitung.....	1 St.
Verpackung.....	1 St.

Technische Daten

1. Anzahl der Komplexe.....	1 St.
2. Frequenzbereich, Hz.....	0,1 bis 15000
3. Toleranzbereich der Frequenzeinstellung, maximal, %.....	±0,003
4. Dauerbetrieb, mindestens, h.....	20
5. Tastatur.....	Sensortasten
6. Display.....	TFT 128x160
7. Software-Update über Internet:	
- des Programms der Firmware.....	ja
- der Programme der Komplexe.....	ja

8. Stromversorgung:	
- Li-Ionen-Akku 3,7 V, im Gerät eingebaut.....	1 St.
9. Maximale Ladedauer, h.....	6
10. Abmessungen, maximal, mm.....	102 x 44 x 15
11. Gewicht des Gerätes, maximal, g.....	100
12. Durchschnittliche Lebensdauer, mindestens, Jahre.....	5

Sicherheitsinformationen

Das Gerät:

- ist sicher in der Handhabung;
- enthält keine giftigen Stoffe;
- ist nicht leichtentflammbar;
- stellt keine Explosionsgefahr dar;
- verursacht keine gesundheitsschädliche Strahlung.

Die Ladung des Akkumulators des Gerätes der Schutzklasse III ist mit einem Netzadapter ausschließlich mit ungefährlicher Schutzkleinspannung durchzuführen.

Umweltschutz

Der eingebaute Akkumulator enthält Stoffe, die für die Umwelt schädlich sind. Nach dem Ende der Lebensdauer des Gerätes und vor dessen Übergabe zur Verwertung ist der Akkumulator zu entnehmen und an einer speziellen Abfall-Sammelstelle zu entsorgen. 

Entnahme des Akkumulators

1. Öffnen Sie die drei Schrauben auf der Rückseite des Gerätegehäuses.
2. Lösen Sie die angelöteten Klemmen des Akkumulators von der Platine.
3. Entnehmen Sie den Akkumulator mit Sorgfalt.


Vorschriften für Pflege, Lagerung und Transport

Das Gerät ohne Verpackung ist in Räumen bei Temperaturen zwischen 10 und 35°C und einer relativen Luftfeuchte von maximal 80% zu lagern. Schützen Sie das Gerät vor direkter Feuchtigkeit und der Wirkung chemisch aktiver Stoffe. Demontieren Sie das Gerät nicht und lassen Sie es nicht fallen. Es dürfen auch

keine anderen Gegenstände auf das Gerät fallen. Wir empfehlen Ihnen, die Verpackung während der Garantiezeit aufzubewahren.

Beschreibung des Gerätes

1. Taste zum Ein- und Ausschalten
2. Display
3. Lade
4. Cursortasten
5. Taste
Auswahlbestätigung
6. Taste «Zurück»
7. LED «Programm läuft»



Bedienung

Schalten Sie das Gerät ein (Taste¹). Das Display verlöscht 30 s nach der letzten Betätigung oder vorher durch erneute Betätigung der Taste¹. Hatten Sie Ihre Eingabe noch nicht abgeschlossen, können Sie das Display durch Drücken der Taste¹ wieder einschalten.

Nach dem Einschalten über Taste¹ erscheint ein Begrüßungsbildschirm, und nach 2 s geht das Gerät zum Hauptmenü² über.

Hauptmenü

Untermenü «Einstellungen»

Wählen Sie mit den Cursortasten  den Punkt «Einstellungen»

und bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint das Untermenü «Einstellungen»³.

• Auswahl der Sprache

Zur Beachtung: Als Standard-Sprache wurde Russisch festgelegt.

Soll die Sprache nicht gewechselt werden, kann dieser Punkt übersprungen werden.

Ansonsten wählen Sie mit den Cursortasten **^v** den Punkt «Язык» und bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint «Язык»⁴. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Cursortasten **^v** und bestätigen Sie mit **OK**.

Zur Rückkehr in das Untermenü «Einstellungen» betätigen Sie die Taste «Zurück».

• Ton einstellen

Wählen Sie mit den Cursortasten **^v** den Punkt «Ton» aus und bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint «Ton»⁵. Wählen Sie mit den Cursortasten **^v** «Ein» oder «Aus» aus und bestätigen Sie mit **OK**. Haben Sie «Aus» gewählt, ist die akustische Bestätigung der Tasteneingaben ausgeschaltet.

Zur Rückkehr in das Untermenü «Einstellungen» betätigen Sie die Taste «Zurück» **↶**.

• Zeit einstellen

Wählen Sie mit den Cursortasten den Punkt «Zeit» aus und bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint «Zeiteinstellung»⁶.

Wählen Sie mit der Auswahlstaste **OK** das Fenster «Stunden», «Minuten» oder «Format» aus. Stellen Sie mit den Cursortasten **^v** die Stunden, Minuten oder das Format ein.

Zur Rückkehr in das Untermenü «Einstellungen» betätigen Sie die Taste «Zurück».

• Über das Gerät

Wählen Sie mit den Cursortasten **^v** den Punkt «Über das Gerät» und bestätigen Sie mit **OK**. Auf dem Display erscheint die Gerätenummer und die Programmversion.

• Auswahl des Programms

Wählen Sie mit den Auswahlstasten **^v** den Punkt «Programm»² aus und bestätigen Sie mit **OK**⁷. Das Programm startet, was durch Blinken der LED unter dem Logo angezeigt wird.



1



2



3



4

Auf dem Display erscheint das Untermenü zur Ausführung des laufenden Programms⁸. Der Timer im oberen Teil des Displays gibt die verbleibende Zeit bis zum Programmende an.

• Information zum Stand der Programmausführung

Möchten Sie eine Information über den Stand der Programmausführung erhalten, drücken Sie die Taste ¹. Auf dem Bildschirm erscheint das Untermenü «Programmausführung».

• Abbruch des Programms

Wenn Sie das Programm abbrechen möchten, wählen Sie im Untermenü «Programmausführung» mit den Cursortasten  den Punkt «Ja» und bestätigen Sie mit .

• Anwendung des Gerätes bei Programmausführung

Legen Sie sofort nach Start der Programmausführung das Gerät mit seiner Rückseite an den Körper, und stecken es zum Beispiel in eine Tasche.

Das Gerät laden

• Akku-Zustandsanzeige

Wenn drei  oder zwei  Sektoren der Zustandsanzeige weiß leuchten, ist der Akkumulator geladen. Wenn ein Sektor der Anzeige rot leuchtet , ist die Kapazität des Akkumulators nahezu erschöpft.

Bei vollständiger Entladung des Akkumulators leuchtet die leere Zustandsanzeige rot und auf dem Display erscheint «Batterie laden!⁹»

• Ladung des Akkus

Falls der Akku fast leer oder vollständig entladen ist, schließen Sie den mini-USB an den Ladegerät/ Programmeingabe-Übergangskabel und die USB-Buchse an den USB-Port des eingeschalteten

Rechners. LED der Ladezustand wird über Ladeprozess signalisieren.

Herstellergarantie

Der Herstellerbetrieb garantiert die Übereinstimmung des Gerätes «DeVita Energy» mit den Technischen Daten bei Einhaltung der Vorschriften für Betrieb, Transport und Lagerung.

Die Garantiezeit des Gerätes beträgt 24 Monate ab Verkaufstag im Einzelhandel.

Bei Fehlen des Verkaufsdatums mit Stempel der Verkaufseinrichtung im Gerätepass wird die Garantiezeit vom Herstellungsdatum des Gerätes an gerechnet.

Während der Garantiezeit hat der Besitzer des Gerätes das Recht auf kostenlose Instandsetzung. Die Garantiereparatur wird im Herstellerbetrieb durchgeführt. Die Kosten für die Einsendung des defekten Gerätes trägt der Käufer.

Bei Verletzung der Unversehrtheit des Gehäuses des Gerätes und/oder bei Fehlen des Garantiescheins werden Ansprüche nicht anerkannt und eine Reparatur erfolgt nicht.


Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Fehler:

- Defekte durch unsachgemäße Anwendung;
- Defekte durch Elementarereignisse;
- bei Verletzung der Unversehrtheit der Plomben;
- bei Vorliegen äußerer Defekte (Risse, Ausbrüche u.a.).

Der Käufer hat Anspruch auf Austausch des defekten Gerätes gegen ein neues Gerät in folgenden Fällen:

- das Gerät wurde innerhalb der Garantiezeit dreimal repariert;
- das Gerät ist unreparierbar.

Achtung! Der Herstellerbetrieb behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntgabe Veränderungen





an der Konstruktion des Gerätes und der Programmausstattung ohne Verschlechterung der bestehenden Technischen Daten vorzunehmen.

Abnahmebescheinigung

Das Gerät «DeVita Energy»

Fabrikations-Nr. _____

wurde in Übereinstimmung mit den verbindlichen Anforderungen der staatlichen Standards und der gültigen technischen Dokumentation hergestellt und abgenommen und dessen Betriebsfähigkeit wird bescheinigt.

Vermerk des technischen Prüfers:

Stempel _____

(Unterschrift) (Name des Unterzeichners)

„ _____ „ _____ 201__

(Herstellungsdatum)

Erste Gedanken über die Existenz von Energie im menschlichen Organismus und über den Zusammenhang zwischen ihrer Zirkulation und der Gesundheit wurden bereits von den Heilkundigen des Altertums in China, Indien und Ägypten bekundet. Heute ist es wissenschaftlich erwiesen, dass jedes Organ des Menschen bestimmte Frequenzen ausstrahlt. Unter dem Einfluss ungünstiger äußerer Faktoren, durchdrungen von den Belastungen des modernen Lebens und schädlichen ökologischen Einflüssen, kommen diese Frequenzen ab von ihren natürlichen Parametern. Im Ergebnis entstehen Depressionen, Apathie und chronische Schlafstörungen.

Das Gerät «DeVita Energy» sendet harmonische elektromagnetische Frequenzen aus, die die bioenergetischen Zustandsgrößen des Menschen in ihr Gleichgewicht bringen, die Regulationsfunktionen des Organismus auf der Grundlage von Resonanzerscheinungen aktivieren und die biopathogenen und geopathogenen Belastungen abmildern. «DeVita Energy» wirkt sanft und ungefährlich auf den Organismus des Menschen, ohne seine Energiebalance zu beeinträchtigen; weder lokal noch im Ganzen.

Dieses Verfahren der Einwirkung auf den Organismus des Menschen wurde durch die Arbeiten von Franz Morell begründet - dem Urheber der Bioresonanztherapie. Ein richtig aufgestelltes Programm elektromagnetischer Beeinflussung regeneriert und stärkt die physiologischen Parameter, baut die psychoemotionale Anspannung des Menschen ab, indem es Energie spendet und gute Laune und ein ausgezeichnetes Befinden schenkt.

Achtung! Gegenindikationen zur Verwendung des Gerätes bestehen für Frauen in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft, für Personen nach Organtransplantationen und für Personen mit schweren Herzkrankheiten.

Hinweise zur Anwendung des Gerätes «DeVita Energy»

Die Anwendung dieses Gerätes wird allen empfohlen, die unter den folgenden Beschwerden leiden:

- Physische und emotionale Abgeschlagenheit
- Chronisches Erschöpfungssyndrom
- Hohe physische Belastungen

- Depressionen, Stress
- Schwindelgefühl, Schwäche, Schlafdrang

Effekte nach der Anwendung des Gerätes «DeVita Energy»:

- Regeneriert und stärkt die physiologischen Parameter
- Baut psychoemotionale Anspannungen ab
- Spendet Energie
- Aktiviert die Regulationsfunktionen des Organismus
- Reguliert die ausleitenden Funktionen des Organismus
- Mindert biopathogene und geopathogene Belastungen
- Wirkt verjüngend

Methodik der Anwendung: Das Gerät sollte ein - bis zweimal pro Tag in den Morgenstunden oder zur Tageszeit angewendet werden. Während der Nacht und häufiger als zweimal pro Tag ist das Gerät nicht zu verwenden.

Abschließende Bemerkungen

Wer nach Wellness-Konzepten lebt - durch gesunde Ernährung, maßvolle physische Belastung, frische Luft, Absage an schädliche Gewohnheiten - senkt in vielerlei Hinsicht das Risiko für das Auftreten der verschiedensten Krankheiten. Allerdings gelingt es in der modernen Welt nicht immer, ein solches Konzept konsequent zu verfolgen. Besonders aktuell ist das in städtischen Großräumen mit ihrem allgegenwärtigen Stress, mit der dynamischen Lebensweise und der unzuträglichen Umwelt.

Das Gerät «DeVita Energy» ist dazu bestimmt, dem Organismus zu helfen, seine verlorengegangene Energie zu regenerieren, die Immunität zu stärken und den Tonus des Lebens auf hohem Niveau zu erhalten.

Je höher das Energieniveau des Menschen, umso besser sein Gesundheitszustand, über umso größere Potenziale und Möglichkeiten verfügt er dafür, sein Leben ganz nach seinen Wünschen zu gestalten.

Device for improvement
of own defenses and
correction of pure
electromagnetic radiation
emitted by natural biosystems

DeVita
Energy

Intended Use

«DeVita Energy» is a generator of low-level electromagnetic radiation identical to emissions of natural organic systems.

The device is designed to improve the body's own defenses and correct pure electromagnetic radiation emitted by natural biosystems. The principle of corrective action is based on the usage of R.Rife, R.Voll, and F.Morrel frequencies.

Caution! This device can be used by children older than 8 years old and by persons with limited capabilities such as physical, sensory or other mental health issues. In addition, it can be used by persons with a lack of experience and knowledge provided that the user will be under supervision or the user is provided instructions concerning use of the device and understands the associated risk. Children are forbidden to play with the device. Cleaning and servicing the device should not be carried out by children without supervision.

Content of Delivery

«DeVita Energy».....	1 pce
Certificate/Instruction for Use.....	1 pce
Package.....	1 pce

Specification

1. Complexes, pcs	1
2. Frequency range, Hz.....	0,1÷15000
3. Frequency setting error, max, %.....	±0.003
4. Run time, min, hours.....	20
5. Keyboard type.....	touch-sensitive keyboard
6. Display type.....	TFT 128x160
7. Online update for:	
- device control program	available
- complex programs	available

8. Power source:	
- Li-Pol 3.7V Battery, device-integrated, pce	1
9. Battery maximum charge time, hours	6
10. Dimensions, max, mm.....	102x44x15
11. Device weight, max, kg.....	0.1
12. Mean life time, min, years.....	5

Safety

The device is:

- safe to use
- non toxic
- non flammable
- non explosive
- not a source of radiation hazardous to health.

When charging, III class devices use SELV (Safety Extra Low Voltage) network adapters only.

Environmental Protection

The integrated battery contains environmental contaminants. After expiration of the devices useful life, the battery must be removed before disposal. The battery must be disposed at special stations. 

Battery Removal

1. Remove three screws on the back panel of the device body.
2. Disconnect sealed battery terminals from the board.
3. Remove the battery with care.

Instructions for Service, Storage and Transportation

The unpacked device must be kept indoors at temperatures ranging from 10 - 35°C and a maximum relative humidity of 80%.

The device must be kept away from direct moisture and exposure to chemical agents

Do not disassemble the device.


Prevent the device from falling.

Prevent objects from falling onto the device.

We recommend keeping the package during the entire warranty period.

Device Description

1. ON/OFF Button
2. Display
3. Charging socket
4. Direction key
5. Option selection key
6. Return key
7. Program execution LED



Operation

Press button¹ to switch on the device. The display will remain lit for 30 seconds from the moment of pressing the last key. The display can be turned off earlier by pressing button¹ for the second time. If the display turns off before you enter the required commands, press button¹ again to turn on the display.

After pressing button¹, the start up screen¹ appears on the display and in 2 secs the device will automatically enter the main menu² mode.

Working with Main Menu

"Setting" Submenu

Select "Setting" item with the direction keys . Press  key to select options.

"Setting" submenu³ will appear on the display.

• Language Setting

Attention! The Russian language setting is set by default.

If there is no need to change the language, skip this item.

Select "Language" item with the direction keys . Press  key to select options. "Language" submenu⁴ will appear on the display.

Select the required language with the direction keys . Press  key to select options.

To return to "Settings" submenu, press  key.

• Audio Tuning

Select "Audio" item with the direction keys . Press  key to select options. "Audio" sub-menu⁵ will appear on the display.

Select "On" or "Off" item with the direction keys . Press  key to select options. Selecting "Off" item will switch off the key audio feedback.

To return to "Settings" submenu, press  key.

• Time Setting

Select "Time" item with the direction keys . Press  key to select options. "Time Setting" sub-menu⁶ will appear on the display.

Select "Hours", "Minutes" or "Format" window with the direction keys .

Set the required hours, minutes or format with direction keys .

To return to "Settings" submenu, press  key.

• About Device


Select "About device" menu item with the direction keys . Press  key to select options. The number of your device and program version will appear on the display.

• Program Selection


Select "Program" item² with direction keys . Press  key to select options. The blinking of the red light on the device panel under the logo indicates the program will launch. The "current program execution" submenu⁸ will appear on the display. There is a timer located on the upper part of the display indicating the remaining program execution time.



1



2



3



4

• Information about Program Execution

If any information about program execution is required, press button¹. The program execution sub-menu will appear on the display.

• Program Interruption

If the program must be interrupted, select the "Yes" item of from the "Program execution" sub-menu by using the direction keys   and press  key to select options.

• Use of Device in Program Working Mode

Immediately after program launch, place the device on the body. For example, put the device into your pocket.

Device Charge

• Charge Indicator

The Charge Indicator is white-lighted, two  or three  internal indicator sectors are active – the battery is charged.

The Charge Indicator is red-lighted, only one internal indicator sectors  is active – the battery is low.

The Charge Indicator is red-lighted, no internal indicator sector is active, "Charge the battery" is on the display – the battery is in need of charge⁹.

• Battery Charging

If the battery charge is low or the battery is in need of charge, connect the provided mini-USB connection cable to the USB port of the computer. The charge indicator will indicate charging is taking place.

Manufacturer's Warranty

The manufacturer guarantees compliance of the DeVita Energy device to the technical specifications

provided to user for operation, transportation and storage.

The covered warranty period of the device is 24 months starting from the date of sale through the retail chain. If the device certificate does not have a sale date or a seller stamp, the warranty period starts from the date of the production of the device.

The user has the right for the free repair within the warranty period. All repairs under warranty shall be performed at the manufacturer's facility. The defective device shall be brought to the repair station at the buyer's expense.

In case of device body impairment and/or absence of warranty certificate, the claims are not valid and the warranty repair will not be performed.





The warranty does not cover the following defects:

- defects due to improper operation
- defects due to natural disasters
- in case of broken seals
- in case of exterior defects (cracks, cleavages, and others).

The buyer has the right to have the defective device substituted for the new one in the following cases:

- the device was under repair three times during the warranty period;
- the device is beyond repair.

Attention! The manufacture reserves the right, without any prior notice, to make modifications to the device design and software without compromising current parameters.





Certificate of Acceptance

"DeVita Energy"

serial No. _____,

is manufactured and accepted in accordance with the obligatory state standards, effective technical documentation, and classified as fit for operation.

Technical Control Mark:

Seal here _____
(personal signature) (print full name)

« _____ » _____ 201__ г.
(issue date)



For the first time, the notion of the existence in the human body of energy and health's dependence on body circulation was stated by ancient medical healers in China, India, and Egypt. Today, it is scientifically proven that each human organ radiates certain frequencies. Because of the influence of adverse internal factors, modern life stressors, and a polluted environment, frequencies often deviate from their natural parameters. As a result, depression, apathy, and chronic sleeplessness occur.

"DeVita Energy" devices radiate harmonious electromagnetic frequencies which balance biopower indicators for each person, stimulate functions for body regulation, based on the resonant phenomena and protect from biological and geopathogenic factors. "DeVita Energy" is soft and safely influences a human body, without breaking its energy balance as a whole or on a local level.

This way of understanding the body is based on the work of Franz Morell, the author of bioresonant therapy methods. A correctly created program that regulates electromagnetic frequencies restores and strengthens physiological indicators, removes psycho-emotional stress from a person, and increases a person's energy level providing a person with a good mood and fine health.

Attention! As a safety precaution, this device should not be used by pregnant women in the first trimester, people who have received organ transplants, and also for people with serious heart conditions.

Indications for use of "DeVita Energy" device

It is recommended that people use the device who suffer from the following conditions:

- Physical and emotional fatigue
- Chronic fatigue syndrome
- Large stress load
- Depression, Stress
- Dizziness, weakness, drowsiness

Effects after using the "DeVita Energy" device:

- Restores and strengthens physiological indicators
- Reduces psycho emotional stress

- Increases energy level
- Stimulates functions for body regulation
- Regulates drainage function of the body
- Strengthens biological and geopathogenic factors
- Rejuvenates

Technique: Use the device 1-2 times a day in the morning or day time. Do not use the device at night or more than 2 times a day.

Conclusion

Wellness concept – healthy food, moderate physical stress burden, fresh air, abstaining from unhealthy habits – in many cases, this reduces risk of most diseases. However, in the modern world, it is not always possible to adhere to this concept completely. In particular, it is common for large cities to be filled with sources of stress, a fast-paced way of life, and an unfavorable environmental situation.

"DeVita Energy" devices are needed to help the body restore morning energy, increase immunity and to support overall life vitality on a high level.

The more energy a person has, the better his state of health. This will provide for increased potential and opportunities for a person to create the specific lifestyle that he/she wants.

Dispositivo para reforzar
las propias defensas y
corregir irradiaciones
electromagnéticas naturales
de los sistemas biológicos

DeVita
Energy

Funciones del dispositivo

El dispositivo "DeVita Energy" es un generador de irradiaciones electromagnéticas débiles, idénticas a las irradiaciones de los sistemas orgánicos naturales.

Está destinado para reforzar las propias defensas y corregir irradiaciones electromagnéticas naturales de los sistemas biológicos. El principio del efecto correctivo está basado en el uso de las frecuencias según los métodos de R.Reiff, R.Voll, F.Morrel.

¡Atención! Este dispositivo es apto para niños a partir de 8 años, así como para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o personas sin experiencia y conocimientos, siempre que dichas personas estén vigiladas o instruidas respecto al uso del dispositivo y comprendan el riesgo que ello pueda ocasionar. Se prohíbe a los niños jugar con el dispositivo. Los niños no pueden realizar la limpieza y el mantenimiento técnico estando solos.

Contenido

Dispositivo "DeVita Energy"	1 unidad.
Ficha técnica/manual de uso.....	1 unidad.
Embalaje	1 unidad.

Características técnicas

1. Cantidad de procedimientos, unidades	1
2. Diapasón de frecuencias, Hz	0,1÷15000
3. Margen de error de ajuste de frecuencia, no mayor a %.....	±0,003
4. Tiempo de funcionamiento ininterrumpido no inferior a, horas.....	20
5. Tipo de teclado.....	táctil
6. Tipo de pantalla.....	TFT 128x160
7. Actualización a través de internet:	
- programas de control del dispositivo.....	si
- programas de procedimientos.....	si
8. Alimentación:	
- batería Li-Pol 3,7V, incorporado en el dispositivo, unidades.....	1

9. Tiempo máximo de recarga, horas	6
10. Dimensiones exteriores, máximo, mm	102x44x15
11. Peso del instrumento, máximo, kg	0,1
12. Vida útil media mínima, años.....	5

Información de seguridad

Dispositivo:

- de uso seguro;
- no es tóxico;
- no es inflamable;
- no es explosivo;
- no es fuente de irradiaciones peligrosas para la salud.

Durante la carga de batería los dispositivos de clase III son alimentados a través del adaptador de corriente de tensión de bajo voltaje exclusivamente segura.

Protección del medio ambiente

La batería incorporada contiene sustancias que contaminan el medio ambiente. Una vez finalizada la vida útil del dispositivo y previo a su desecho, la batería debe ser extraída. El desecho de la batería debe realizarse en lugares especiales. 

Extracción del acumulador

1. Destornille tres tornillos en el panel trasero del cuerpo del dispositivo.
2. Desconecte de la placa los bornes soldados de la batería.
3. Extraiga el acumulador con cuidado.

Normas de mantenimiento, almacenamiento y transporte.

El dispositivo sin embalaje debe guardarse en un lugar cubierto con temperaturas comprendidas entre los 10 y 35 °C y una humedad relativa del aire no superior a 80%.

El dispositivo debe protegerse del contacto directo con la humedad y la acción de sustancias químicas activas.

No desarme el dispositivo.


Evite caídas del dispositivo.

Evite caídas de otros objetos sobre el dispositivo.

Se recomienda guardar el embalaje del dispositivo en el transcurso del período de garantía.

Descripción del equipo

1. Botón de encendido/apagado del dispositivo.
2. Pantalla.
3. Ranura de carga.
4. Botones de desplazamiento.
5. Botón de selección de opción.
6. Botón de retroceso.
7. Diodo electroluminiscente de ejecución del programa.



Trabajo con el dispositivo

Para encender el dispositivo, pulse el botón¹. El tiempo de iluminación de la pantalla es de 30 segundos, a partir del momento de pulsar el último botón. Puede apagar la pantalla antes, pulsando nuevamente el botón¹. En caso de que la pantalla se apague antes de introducir los comandos deseados, debe ser activada pulsando nuevamente el botón¹.

Después de haber pulsado el botón¹, en la pantalla aparecerá la imagen de inicio¹, y dentro de 2 segundos el dispositivo entrará automáticamente al modo de menú principal².

Trabajo con el menú principal

Submenú "Ajustes"

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione "Configuración".

Pulse el botón de selección de la opción .

En la pantalla aparecerá el Submenú "Ajustes"³.

• Selección del idioma

¡Atención! Por defecto ha sido seleccionado el idioma ruso.

Si no necesita cambiar el idioma, puede saltarse esta opción.

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione "Idioma". Pulse el botón de selección de opción . En la pantalla aparecerá el submenú "Idioma"⁴.

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione el idioma deseado. Pulse el botón de selección de opción .

Para volver al submenú "Configuración", pulse el botón de retroceso .

• Configuración de sonido

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione "Sonido". Pulse el botón de selección de opción . En la pantalla aparecerá el submenú "Sonido"⁵.

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione el punto "Activar" o "Desactivar". Pulse el botón de selección de la opción . En caso de seleccionar "Desactivar", el sonido de las teclas al pulsarlas se desactiva.

Para volver al submenú "Configuración", pulse el botón de retroceso .

• Configuración de hora

Utilizando los botones de traslado  seleccione el punto "Hora". Pulse el botón de selección de la opción . En la pantalla aparecerá el submenú "Configuración de hora"⁶.

Pulse el botón de selección de opción  para seleccionar la ventana "Hora", "Minutos" o "Formato".

Utilizando los botones de desplazamiento  configure la hora, minutos o formato deseados.

Para volver al submenú "Configuración" pulse el botón de retroceso .

• Acerca del dispositivo

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione "Acerca del dispositivo". Pulse el botón de selección de opción . En la pantalla aparecerá el número de su dispositivo y la versión del programa.



• Selección del programa

Utilizando los botones de desplazamiento  seleccione "Programas"². Pulse el botón de selección de opción  ⁷. El programa se iniciará, y será señalizado por una señal intermitente del diodo de color rojo debajo del logotipo sobre el panel del dispositivo. En la pantalla aparecerá el submenú de ejecución del programa actual⁸: el marcador de tiempo en el sector superior de la pantalla mostrará el tiempo restante hasta la finalización del programa.

• Información sobre la ejecución del programa

Si desea informarse sobre la ejecución del programa, pulse el botón¹. En la pantalla aparecerá el submenú de ejecución del programa.

• Interrupción de programa

Si desea interrumpir la ejecución del programa, seleccione "Si" del submenú de ejecución del programa utilizando los botones de desplazamiento . Pulse el botón de selección de opción .

• Uso del dispositivo en el modo de funcionamiento de programa

Ni bien esté iniciado el programa, coloque el dispositivo acercando su parte trasera hacia el cuerpo, por ejemplo en el bolsillo.

Recarga del dispositivo

• Indicador de carga del dispositivo

El indicador de carga del acumulador se ilumina con color blanco y tres  o dos  sectores interiores del indicador están activos, el acumulador está cargado.

El indicador de carga del acumulador se ilumina con color rojo y sólo un  sector interior del indicador está activo, la carga del acumulador está por agotarse.

Si el indicador de carga del acumulador se ilumina con color rojo, ninguno de los sectores interiores del indicador está activo y en la pantalla

aparece la inscripción "Cargue la batería!", el acumulador está descargado completamente⁹.

¡Cargue la batería!

• Carga de acumulador

En caso de una carga baja o descarga completa del acumulador, conecte el conector mini-USB del cable de transición a la ranura de carga/grabación de programas del dispositivo, y el conector USB al puerto USB de un ordenador encendido. El indicador de carga del acumulador comenzará a señalar el proceso de carga.

Garantías del fabricante

La empresa fabricante garantiza que el dispositivo "DeVita Energy" corresponde a las características técnicas, en caso de que el usuario observe las normas de uso, transporte y almacenamiento.

El período de garantía del dispositivo es de 24 meses a partir del día de su venta en los puntos de venta.


En caso de que en la ficha técnica no se especifique la fecha de venta y no esté puesto el sello de la organización comercial, el período de garantía se cuenta a partir del día de fabricación del dispositivo por la empresa fabricante.

Durante el período de garantía, el propietario tiene derecho a reparaciones gratuitas. La reparación por garantía se realiza en el lugar de fabricación. La entrega del dispositivo defectuoso al lugar de reparación se realiza a cuenta del comprador.

En caso de alterarse la integridad del cuerpo del dispositivo y/o en caso de ausencia del talón de garantía, no se aceptarán las pretensiones y no se realizará la reparación por garantía

La garantía no cubre los siguientes daños:

- desperfectos debidos a un uso incorrecto;
- desperfectos debidos a desastres naturales;





- en caso de alteración de la integridad de los precintos;
- en caso de haber defectos exteriores (grietas, roturas, etc.).

El comprador tiene derecho a reemplazar el equipo defectuoso por uno nuevo en los siguientes casos:

- el equipo haya sido reparado tres veces durante el período de garantía;
- el equipo no puede ser reparado.

¡Atención! La empresa fabricante se reserva el derecho de incluir modificaciones, sin previo aviso, en la estructura del dispositivo y el software sin empeorar las características existentes,.

Certificado de aceptación

Dispositivo "DeVita Energy"

Nº de fábrica _____

Fabricado y aceptado de conformidad con los requerimientos obligatorios de los estándares estatales, la documentación técnica vigente, y considerado apto para su uso.

Marca de control técnico:

Lugar para sellar _____

(firma personal) (aclaración de la firma)

" ____ " _____ 201__

(fecha de fabricación)

El concepto de que el cuerpo humano tenga energía y de que la salud dependa de su circulación fue expuesto por primera vez por los antiguos curanderos de China, la India y Egipto. Hoy en día se ha demostrado científicamente que cada órgano del ser humano emite determinadas frecuencias. Estas frecuencias, siendo afectadas por los factores externos adversos, por la vida moderna llena de estrés y por el mal estado del medio ambiente, se desvían de sus parámetros naturales, cuyo resultado es la depresión, apatía e insomnio crónico.

El dispositivo “DeVita Energy” irradia frecuencias electromagnéticas armónicas que emparejan los valores bioenergéticos del individuo, inician las funciones de regulación del organismo humano con base en los fenómenos de resonancia, disminuyen las cargas bio- y geopáticas. “DeVita Energy” produce un efecto suave y seguro sobre el cuerpo humano sin alterar su equilibrio energético de forma total o local.

El presente método de acción sobre el cuerpo se fundamenta en los desarrollos de Franz Morell, autor del método de la terapia de biorresonancia. Un programa de acción electromagnética correctamente creado restablece y refuerza los indicadores fisiológicos, quita la tensión psíquicoemocional del individuo cargándolo de energía, brindándole un buen estado anímico y un excelente estado de salud.

¡Atención! Este dispositivo está contraindicado para el uso de mujeres embarazadas en su primer trimestre, personas con trasplante de órganos, así como aquellos que sufren de enfermedades cardíacas graves.

Indicaciones para la aplicación del dispositivo “DeVita Energy”

Se recomienda el uso del dispositivo para todos aquellos quienes sufran de:

- Fatiga física y emocional
- Síndrome de «fatiga crónica»
- Cargas físicas grandes
- Depresión, estrés
- Mareos, debilidad, somnolencia

Efectos post-aplicación del dispositivo “DeVita Energy”:

- Restablece y refuerza los indicadores fisiológicos
- Quita la tensión psíquicoemocional

- Carga de energía
- Inicia la función de regulación del organismo
- Regula la función de drenaje del organismo
- Disminuye las cargas bio- y geopáticas
- Rejuvenece

Método de aplicación: Utilizar el instrumento 1-2 veces al día por la mañana o por la tarde. No utilice el dispositivo antes de dormir y más de 2 veces al día.

Conclusión

El concepto de Wellness que consiste en una alimentación sana, cargas físicas moderadas, aire fresco, rechazo a los malos hábitos, reduce en una gran medida el riesgo de diversas enfermedades. No obstante, en el mundo de hoy no siempre resulta posible atenerse a dicho concepto de una manera consecuente. Esto es especialmente cierto para las megaciudades con su estrés constante, modo de vida rápido y un medio ambiente desfavorable.

Los dispositivos "DeVita Energy" están destinados para ayudar al cuerpo humano a recuperar la energía perdida, aumentar la inmunidad y mantener la vitalidad en un nivel alto.

Cuanto mayor sea la energía de un individuo, mejor será su estado de salud, y tendrá un mayor potencial y capacidades para crear su vida tal como él desea.

Συσκευή για την ενίσχυση των
προστατευτικών δυνάμεων και
την αποκατάσταση της φυσικής
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που εκπέμπουν τα φυσικά
βιοσυστήματα

DeVita
Energy

Σκοπός της συσκευής

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει ήπια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, παρόμοια με αυτή που εκπέμπουν τα φυσικά οργανικά συστήματα

Προορίζεται για την ενίσχυση των προστατευτικών δυνάμεων και την αποκατάσταση της φυσικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε φυσικά βιοσυστήματα. Η δράση της βασίζεται στη χρήση συχνοτήτων που ανέπτυξαν οι R. Rife, R. Faull, F. Morell.

Προσοχή! Η χρήση της συσκευής επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας από 8 ετών, σε άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή σε άτομα που δεν διαθέτουν την απαραίτητη πείρα και γνώσεις με την προϋπόθεση ότι τους προσφέρεται καθοδήγηση ή σχετικές οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και ότι κατανοούν τον ενδεχόμενο κίνδυνο. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν και να εκτελούν εργασίες συντήρησης στη συσκευή χωρίς επιτήρηση.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Συσκευή «DeVita Energy».....	1 τεμ.
Εγχειρίδιο/Οδηγίες χρήσης.....	1 τεμ.
Συσκευασία.....	1 τεμ.

Τεχνικές προδιαγραφές

1. Αριθμός μονάδων σε τεμάχια.....	1
2. Εύρος συχνοτήτων σε Hz.....	0,1-15000
3. Σφάλμα ρύθμισης συχνότητας, μεγαλύτερο από σε %.....	+ 0,003
4. Ελάχιστος χρόνος αδιάκοπης λειτουργίας σε ώρες.....	20
5. Τύπος πληκτρολογίου.....	αφής
6. Τύπος οθόνης.....	TFT 128 x 160
7. Ενημέωση μέσω Διαδικτύου	
- προγράμματος διαχείρισης συσκευής.....	Ναι
- προγραμμάτων των μονάδων.....	Ναι
8. Τροφοδοσία	

- Συσσωρευτής Li-Pol.....	3,7 V
ενσωματωμένος στη συσκευή, τεμάχια.....	1
9. Μέγιστος χρόνος φόρτισης συσσωρευτή σε ώρες.....	6
10. Διαστάσεις σε χιλ.....	102-44-15
11. Βάρος σε κιλά.....	0,1
12. Μέση διάρκεια ζωής σε έτη.....	5

Πληροφορίες ασφαλείας

Συσκευή:

- Ασφαλής χρήση,
- Μη τοξική,
- Δεν είναι εύφλεκτη,
- Δεν είναι εκρηκτική,
- Δεν αποτελεί πηγή επικίνδυνης ακτινοβολίας.

Κατά τη φόρτιση του συσσωρευτή, οι συσκευές που ανήκουν στην 3η κλάση τροφοδοτούνται αποκλειστικά από προσαρμογέα δικτύου ασφαλούς χαμηλής τάσης.

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο ενσωματωμένος συσσωρευτής περιέχει ουσίες που ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον. Μετά τη λήξη του κύκλου ζωής της συσκευής και προτού την απορρίψετε, αφαιρέστε την μπαταρία. Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς χώρους. 

Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Αποσυνδέστε το σφραγισμένο τερματικό της μπαταρίας από την πινακίδα.
3. Αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία.

Οδηγίες φροντίδας, αποθήκευσης και μεταφοράς

Η συσκευή, όταν αφαιρεθεί από τη συσκευασία, πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με θερμοκρασία από 10 έως 35 °C και σχετική υγρασία 80%.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από την υγρασία και τις επιπτώσεις των δραστικών χημικών ουσιών.

Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή.


Προστατέψτε τη συσκευή από πτώσεις.

Φροντίστε να μην πέφτουν επάνω στη συσκευή άλλα αντικείμενα.

Συνιστάται να φυλάξετε τη συσκευασία της για την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Περιγραφή της συσκευής

1. Κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
2. Οθόνι
3. Υποδοχή φόρτισης
4. Πλήκτρα πιλοήγησης
5. Πλήκτρο επιλογής
6. Πλήκτρο επιστροφής
7. LED εκτέλεσης προγράμματος



Χειρισμός της συσκευής

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο¹. Η οθόνι θα παραμείνει αναμμένη για 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή του τελευταίου πατήματος κάποιου κουμπιού. Η οθόνι μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα με ένα πάτημα του πλήκτρου¹. Εάν η οθόνι σβήσει πριν εισαγάγετε τις απαραίτητες εντολές, πρέπει να την ενεργοποιήσετε πατώντας το πλήκτρο¹.

Μετά το πάτημα του κουμπιού¹ στην οθόνι θα εμφανιστεί μια εικόνα¹, και σε 2 δευτερόλεπτα η συσκευή θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία του κύριου μενού².

Πλοήγηση στο κύριο μενού

Υπομενού «Ρυθμίσεις»

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε «Ρυθμίσεις». Πατήστε το πλήκτρο επιλογής . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ρυθμίσεις»³.

• Επιλογή γλώσσας

Προσοχή! Η προεπιλεγμένη γλώσσα της συσκευής είναι η Ρωσική..

Εάν δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη γλώσσα, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε «Γλώσσα». Πατήστε το πλήκτρο επιλογής . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Γλώσσα»⁴.

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. Πατήστε το πλήκτρο επιλογής .

Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής .

• Ρύθμιση ήχου

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε «Ήχος». Πατήστε το πλήκτρο επιλογής . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ήχος»⁵.

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε «Ενεργοποίηση» ή «Απενεργοποίηση». Πατήστε το πλήκτρο επιλογής . Εάν επιλέξετε «Απενεργοποίηση», απενεργοποιείται ο ήχος των πλήκτρων.

Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής .

• Ρύθμιση ώρας

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε «Ωρα». Πατήστε το πλήκτρο επιλογής . Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού «Ρύθμιση ώρας»⁶.

Με το πλήκτρο επιλογής  επιλέξτε το πλαίσιο «Ωρες», «Λεπτά» ή «Μορφή».

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  ρυθμίστε τις ώρες, τα λεπτά ή τη μορφή της ώρας.


Για να επιστρέψετε στο υπομενού «Ρυθμίσεις», πατήστε το πλήκτρο επιστροφής .

• Πληροφορίες για τη συσκευή σας

Με τα πλήκτρα πλοήγησης  επιλέξτε «Πληροφορίες για τη συσκευή». Πατήστε το πλήκτρο επιλογής . Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο αριθμός της συσκευής και η έκδοση του λογισμικού.



1



2



3



4

• Επιλογή προγράμματος

Με τα πλήκτρα πλοήγησης   επιλέξτε «Πρόγραμμα»². Πατήστε το πλήκτρο επιλογής ⁷. Το πρόγραμμα εκκινείται κι αυτό αποδεικνύεται από το κόκκινο LED που αναβοσβήνει κάτω από το λογότυπο της συσκευής. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού της εκτέλεσης του τρέχοντος προγράμματος⁸. Το χρονόμετρο στο πάνω μέρος της οθόνης υποδεικνύει το χρόνο που απομένει μέχρι τη λήξη της εκτέλεσης του προγράμματος.

• Πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος

Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος, πατήστε το κουμπί¹. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το υπομενού εκτέλεσης του προγράμματος.

• Διακοπή προγράμματος

Αν χρειαστεί να διακόψετε την εκτέλεση του προγράμματος, με τα πλήκτρα πλοήγησης   επιλέξτε «Ναι» στο υπομενού εκτέλεσης του προγράμματος και πατήστε το πλήκτρο επιλογής .

• Χρήση της συσκευής κατά τη λειτουργία του προγράμματος

Αμέσως μετά την έναρξη του προγράμματος, τοποθετήστε τη συσκευή με την πίσω πλευρά της στραμμένη σε εσάς, για παράδειγμα, στην τσέπη σας.

Φόρτιση συσκευής

• Δείκτης στάθμης μπαταρίας

Εάν ο δείκτης στάθμης μπαταρίας είναι λευκός, δείχνει τρεις ή  δύο εσωτερικές  γραμμές, τότε η μπαταρία είναι φορτισμένη.

Εάν ο δείκτης στάθμης μπαταρίας είναι κόκκινος, δείχνει μόνο  μία εσωτερική γραμμή, τότε η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλή.

Εάν ο δείκτης στάθμης φόρτισης της μπαταρίας είναι κόκκινος, δεν δείχνει καμία εσωτερική γραμμή

και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «Φορτίστε την μπατα-ρία», τότε η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως⁹.

• Φόρτιση της μπαταρίας

Σε περίπτωση χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας ή σε περίπτωση αποφόρτισης, συνδέστε την υποδοχή mini-USB του καλωδίου στην υποδοχή φόρτισης/εγκατάστασης προγραμμάτων, και την υποδοχή USB στη θύρα USB ενός ενεργοποιημένου υπολογιστή. Ο δείκτης φόρτισης της μπαταρίας θα αρχίσει να δείχνει τη διαδικασία φόρτισης.



Εγγύηση του κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής εγγυάται τη συμμόρφωση της συσκευής «DeVita Energy» με τις τεχνικές προδιαγραφές μόνον εφόσον ο καταναλωτής συμμορφώνεται με τις οδηγίες λειτουργίας, μεταφοράς και αποθήκευσης.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς από κατάστημα λιανικής πώλησης. Σε περίπτωση απουσίας της ημερομηνίας πώλησης και της σφραγίδας του πωλητή στο εγχειρίδιο, η περίοδος εγγύησης υπολογίζεται από την ημερομηνία κυκλοφορίας της συσκευής από το εργοστάσιο του κατασκευαστή.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται δωρεάν επισκευή. Οι επισκευές στα πλαίσια της εγγύησης πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Οι αποστολές της ελαττωματικής συσκευής για επισκευή πραγματοποιούνται από τον αγοραστή.

Αν η βλάβη αφορά το σώμα της συσκευής ή/και σε περίπτωση μη ύπαρξης της κάρτας εγγύησης, οι απαιτήσεις του αγοραστή δεν γίνονται αποδεκτές και η επισκευή δεν πραγματοποιείται.





Η εγγύηση δεν ισχύει για τις ακόλουθες ζημιές:

- Ελαττώματα που προκαλούνται από κακό χειρισμό,
- Ελαττώματα που προκαλούνται από φυσικές φθορές,
- Παραβίαση των σφραγίδων ασφαλείας,
- Όταν υπάρχουν εξωτερικά ελαττώματα (ρωγμές, χτυπήματα κλπ.).

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει την ελαττωματική συσκευή με νέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- η συσκευή έχει επισκευαστεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης,
- η συσκευή δεν μπορεί να επισκευαστεί.

Προσοχή! Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς ειδοποίηση, το σχεδιασμό της συσκευής και το λογισμικό χωρίς να επηρεάζονται τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά.

Πιστοποιητικό έγκρισης

Συσκευή «DeVita Energy»

με σειριακό αριθμό _____ κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κρατικών προτύπων, την ισχύουσα τεχνική τεκμηρίωση και είναι κατάλληλη για χρήση.

Επιβεβαίωση τεχνικού ελέγχου

Σφραγίδα _____
(υπογραφή) (αρχικά)

Ημερομηνία «__» _____ του 201 ____
(ημερομηνία έκδοσης)

Η ιδέα για την ύπαρξη ενέργειας στον οργανισμό και το γεγονός ότι η υγεία εξαρτάται από τη ροή της, εκφράστηκε για πρώτη φορά από αρχαίους ιατρούς της Κίνας, της Ινδίας και της Αιγύπτου. Σήμερα έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι κάθε όργανο εκπέμπει κάποιες συγκεκριμένες συχνότητες. Οι δυσμενείς εξωτερικοί παράγοντες, η γεμάτη άγχη καθημερινή ζωή, οι κακές συνθήκες του περιβάλλοντος αποσυντονίζουν τους φυσιολογικούς ρυθμούς των συχνοτήτων, με αποτέλεσμα συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, η απάθεια και η χρόνια αϋπνία.

Η συσκευή «DeVita Energy» εκπέμπει αρμονικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, οι οποίες εξισορροπούν τους βιοενεργειακούς δείκτες του ανθρώπινου οργανισμού, ενεργοποιούν τις λειτουργίες ρύθμισής του, που βασίζονται σε αντανakλαστικά φαινόμενα, και μειώνουν τις βιοπαθολογικές και γεωπαθητικές επιβαρύνσεις στον οργανισμό. Η συσκευή «DeVita Energy» επιδρά ήπια και με ασφάλεια στον οργανισμό χωρίς να καταστρέφει την ενεργειακή ισορροπία του, συνολικά ή μεμονωμένα.

Αυτή η μέθοδος επίδρασης στον οργανισμό βασίζεται στις ανακαλύψεις του Franz Morell, εφευρέτη της θεραπείας του βιοσυντονισμού. Το σωστό πρόγραμμα ηλεκτρομαγνητικής επίδρασης αποκαθιστά και ενισχύει τους φυσιολογικούς δείκτες, ανακουφίζει από την ψυχολογική και συναισθηματική φόρτιση τονώντας τον οργανισμό με ενέργεια, χαρίζοντας καλή διάθεση και υγεία.

Προσοχή! Η χρήση της συσκευής αντενδείκνυται σε εγκύους κατά τους τρεις πρώτους μήνες της κύησης, σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων καθώς και σε άτομα με βαριές καρδιολογικές παθήσεις.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής «DeVita Energy»

Η χρήση της συσκευής συνιστάται σε άτομα με

- Σωματική και ψυχική εξάντληση
- Σύνδρομο «χρόνιας κόπωσης»
- Έντονη σωματική κόπωση
- Κατάθλιψη, στρες
- Ζαλάδες, αδυναμίες, υπνηλίες

Αποτελέσματα μετά τη χρήση της συσκευής «DeVita Energy»:

- Αποκαθιστά και ενισχύει τους φυσιολογικούς δείκτες
- Ανακουφίζει από ψυχολογική και συναισθηματική ένταση
- Τονώνει
- Ενεργοποιεί τις λειτουργίες ρύθμισης του οργανισμού
- Εξισορροπεί την εκκριτική λειτουργία του οργανισμού
- Μειώνει την βιοπαθολογική και γεωπαθητική επιβάρυνση
- Ανανεώνει

Μεθοδολογία: η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται 1 έως 2 φορές την ημέρα, το πρωί ή το μεσημέρι. Απαγορεύεται η χρήση της τη νύχτα ή περισσότερες από 2 φορές την ημέρα.

Συμπέρασμα

Η έννοια Wellness, δηλαδή η σωστή διατροφή, η καλή σωματική άσκηση, ο καθαρός αέρας, η εξάλειψη κακών συνθηκών, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο πολλών ασθενειών. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι πάντα εφικτό να ακολουθεί κανείς έναν τέτοιο τρόπο ζωής και ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις με το μόνιμο άγχος, το φιλόδοξο τρόπο ζωής και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι συσκευές «DeVita Energy» δημιουργήθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν τον οργανισμό στην αποκατάσταση της χαμένης ενέργειας, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην τόνωση της ψυχικής υγείας.

Όσο υψηλότερα τα επίπεδα της ενέργειας στον άνθρωπο κι όσο καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας του, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να χτίσει τη ζωή του όπως την επιθυμεί.

Dispositif destiné à renforcer
les défenses de l'organisme
et à corriger les émissions
électromagnétiques
des bio-systèmes naturels

DeVita
Energy

Emploi de l'appareil

Le dispositif «DeVita Energy» est un générateur de faibles émissions électromagnétiques identiques à celles des systèmes organiques de l'être humain.

Il est destiné à renforcer les défenses du sujet et à corriger les émissions électromagnétiques naturelles des bio-systèmes naturels. Le principe actif est basé sur l'utilisation des fréquences de R.Rayf, R. Voll, F.Morel.

Attention! Cet appareil peut être utilisé par les enfants ayant moins de 8 ans, de même que par et des personnes handicapées ayant une déficience des troubles physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience ou des connaissances, à condition que ces personnes soient surveillées sous la supervision ou aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de cet appareil et comprennent les risques qui peuvent survenir. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Kit

Dispositif «DeVita Energy».....	1 unité.
Passeport / notice d'utilisation	1 unité.
Emballage.....	1 unité.

Caractéristiques techniques

1. Quantité de complexes, unités	1
2. Plage de fréquences, Hz	0,1÷15000
3. Erreur maximale de réglage de fréquences, %,.....	± 0,003
4. Temps minimal de fonctionnement continu, heures	20
5. Type du clavier.....	sensoriel
6. Type de l'écran	TFT 128x160
7. Mise à jour via Internet :	
- programmes de gestion du dispositif.....	oui
- programmes des complexes	oui

8. Alimentation :

- batterie rechargeable Li -Pol 3,7 V intégrée dans l'appareil, unités1

9. Durée maximale de charge de la batterie, heures.....6

10. Dimensions extérieures maximales, mm102x44x15

11. Masse maximale de l'appareil, kg0,1

12. Durée de vie moyenne, au minimum, ans5

Informations sur la sécurité

Le dispositif :

- ne présente aucun danger d'utilisation;
- est non toxique ;
- est non facilement inflammable ;
- est non explosif ;
- n'est pas une source d'émissions dangereuses pour la santé.

Pendant la charge de la batterie les dispositifs de classe III sont alimentés à partir d'un adaptateur TBTP.

Protection de l'environnement

La batterie rechargeable intégrée contient des substances polluantes de l'environnement. Après l'expiration de la durée de vie de l'appareil et avant de le recycler il est nécessaire d'en retirer la batterie. La batterie doit être recyclée dans des centres spéciaux. 

Retrait de la batterie.

1. Dévissez les trois vis sur le panneau arrière de l'appareil.
2. Débranchez les bornes scellées de la batterie de la plaque.
3. Retirez délicatement la batterie.

Règles d'entretien, de stockage et de transport

Le dispositif sans emballage doit être stocké dans un local dont la température ambiante est de 10 à 35 ° et le taux d'humidité de l'air au maximum de 80%. L'appareil doit être protégé du contact direct avec l'humidité et des produits chimiques actifs.


Il est interdit de démonter l'appareil.

Veuillez à ne pas laisser tomber l'appareil.

Veillez à ne pas laisser tomber d'autres objets sur l'appareil.
Il est conseillé de conserver l'emballage pendant la période de garantie.

Description de l'appareil

1. Bouton de mise en marche / d'arrêt (on/off) du dispositif
2. Ecran
3. Logement de charge
4. Touches de navigation
5. Touche de sélection des options
6. Touche de retour
7. Diode LED de l'exécution des programmes



Utilisation du dispositif

Pour activer l'appareil, appuyez sur le bouton¹. Le temps d'éclairage de l'écran est de 30 secondes après la pression de la dernière touche. On peut éteindre l'écran plus tôt en appuyant sur le bouton¹. Si l'écran est éteint avant la saisie des commandes nécessaires, vous devez l'allumer en appuyant sur le bouton¹.

Après pression du bouton¹, l'écran de veille¹ s'affichera et au bout de 2 secondes l'appareil passera automatiquement en mode du menu principal².

Utilisation du menu principal

Sous-menu «Réglages»

Sélectionnez «Réglages» à l'aide des touches de navigation  . Appuyez sur la touche de sélection de l'option . Le sous-menu «Réglages» s'affichera sur l'écran³.

• Choix de la langue

Attention! La langue russe est installée par défaut.

Si vous ne voulez pas changer la langue, on peut passer ce paragraphe.

Sélectionnez «Langue» à l'aide des touches de navigation  . Appuyez sur la touche de sélection de l'option . Le sous-menu «Langue» s'affichera sur l'écran⁴.

Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches de navigation  . Appuyez sur la touche de sélection de l'option . Pour revenir dans le sous-menu «Réglages», appuyez sur la touche de retour .

• Réglage du son

Sélectionnez «Son» à l'aide des touches de navigation  . Appuyez sur la touche de sélection de l'option . Le sous-menu «Son» s'affichera sur l'écran⁵.

Sélectionnez «On» ou «Off» à l'aide des touches de navigation  . Appuyez sur la touche de sélection de l'option . Si vous sélectionnez «Off», l'accompagnement sonore de la pression sur les touches sera désactivé.

Pour revenir dans le sous-menu «Réglages», appuyez sur la touche de retour .

• Réglage de l'heure

Sélectionnez «Heure» à l'aide des touches de navigation  . Appuyez sur la touche de sélection de l'option . Le sous-menu «Réglage de l'heure» s'affichera sur l'écran⁶.

Sélectionnez à l'aide des touches de sélection de l'option  sélectionnez la fenêtre «Heures», «Minutes» ou «Format».

Sélectionnez à l'aide des touches de navigation   les heures et les minutes ou le format désirés.

Pour revenir dans le sous-menu «Réglages», appuyez sur la touche de retour .

• À propos du dispositif

Sélectionnez «À propos du dispositif» à l'aide des touches de navigation  .



1



2



3



4

Appuyez sur la touche de sélection de l'option **OK**. Le numéro de votre dispositif et la version du programme s'afficheront sur l'écran.

• Choix d'un programme

Sélectionnez «Programme»² à l'aide des touches de navigation **▲▼**. Appuyez sur la touche de sélection de l'option **OK**⁷. Le programme démarre ce qui est signalé par un clignotement de la diode rouge sous le logotype sur le panneau du dispositif. Le sous-menu «Exécution du programme courant»⁸ s'affichera sur l'écran. L'horloge en haut de l'écran indique le temps restant jusqu'à la fin du programme.

• Information sur l'exécution du programme

Si vous avez besoin d'informations sur l'exécution du programme, appuyez sur le bouton¹. Le sous-menu «Exécution du programme» s'affichera sur l'écran.

• Interruption du programme

Si vous souhaitez suspendre le programme, sélectionnez «Oui» à l'aide des touches de navigation **▲▼** dans le sous-menu «Exécution du programme» et appuyez sur la touche de sélection de l'option **OK**.

• Utilisation du dispositif en mode de fonctionnement du programme

Immédiatement après le démarrage du programme placer le dispositif dos au corps, par exemple dans une poche.

Charge de dispositifs

• Indicateur de niveau de batterie

Si l'indicateur de charge de batterie s'illumine en blanc, trois ou deux barrettes de l'indicateur s'affichent - la batterie est chargée.

Si l'indicateur de la batterie s'illumine en rouge, une seule bandelette de l'indicateur s'affiche - la batterie va se décharger.

L'indicateur de la batterie s'illumine en rouge, aucune bandelette de l'indicateur ne s'affiche - ,le message «Chargez la batterie!» apparait sur l'écran - la batterie est déchargée complètement⁹.

• Charge de la batterie

En cas d'insuffisance de charge ou de décharge complète de la batterie insérez le chargeur mini-USB du câble croisé dans la prise jack de charge/enregistrement des programmes du dispositif et le connecteur USB - dans le port USB de l'ordinateur allumé. L'indicateur de niveau de batterie commence à signaler le processus de charge.

Garantie du fabricant

Le fabricant garantit la conformité de l'appareil «DeVita Energy» aux spécifications si le consommateur respecte les consignes d'exploitation, de transport et de stockage.

La période de garantie pour l'appareil est de 24 mois à compter de la date de vente dans les points de vente.


En cas d'absence de la date de vente et du cachet du vendeur dans le passeport, la période de garantie est calculée à partir de la date de fabrication de l'appareil par le fabricant.

Au cours de la période de garantie, l'acheteur a droit à une réparation gratuite. Les réparations sous garantie sont réalisées dans les locaux du fabricant. La livraison de l'appareil défectueux sur le lieu de réparation est prise en charge par l'acheteur.

En cas de détérioration du boîtier de dispositif et / ou absence d'un coupon de garantie, aucune réclamation ne sera acceptée et aucune réparation sous garantie ne pourra être faite.

La garantie ne s'applique pas aux défauts suivants:

- dommages causés par une mauvaise utilisation ;





- dommages causés par des catastrophes naturelles ;
- détérioration des scellés de sécurité ;
- présence de défauts extérieurs (fissures, clivages, etc.)

L'acheteur a le droit d'échanger l'appareil défectueux contre un nouvel appareil dans les cas suivants :

- l'appareil a été réparé trois fois au cours de la période de garantie ;
- l'appareil n'est pas réparable.

Attention! Le fabricant se réserve le droit d'effectuer sans préavis des changements de conception ou de construction de l'appareil et du logiciel sans nuire aux caractéristiques existantes.

Certificat d'acceptation

L'appareil «DeVita Energy»

numéro de série _____ a été produit et accepté en conformité avec les exigences obligatoires des normes de l'état, de la documentation technique en vigueur et est jugé apte pour le service.

La note du contrôle technique:

L.S. _____
(signature) (interprétation de la signature)

Le _____
(date de délivrance)



L'idée première qu'il existe une énergie dans le corps humain et que la santé dépend de sa circulation a été initiée par les anciens esclaves de Chine, d'Inde et d'Égypte. Aujourd'hui il est prouvé scientifiquement que chaque organe du corps humain émet des fréquences particulières. Confronté à un environnement hostile, la vie actuelle étant pleine de stress et soumise à une écologie déficiente, les fréquences s'écartent de leurs paramètres naturels, avec pour résultat la dépression, l'apathie et des phénomènes d'insomnie chronique.

L'appareil «DeVita Energy» produit des fréquences électromagnétiques harmonieuses, qui corrigent les performances bioénergétiques du corps humain, relancent ses fonctions de régulation, et en se basant sur les effets rétro-actifs, font baisser les tensions bio- et hépatogènes. «DeVita Energy» agit doucement et sans danger sur le corps humain, sans détruire son équilibre global et local.

Ce principe actif et ses conséquences sur l'organisme sont basés sur la méthode établie par France Morelle – l'auteur de cette thérapie de la bio-résonance. Une programmation adaptée d'un événement électromagnétique bien établie, reconstruit et renforce les caractéristiques physiologiques, désstresse l'état psycho-émotionnel d'un humain et, en l'alimentant en énergie positive, lui procure une humeur stable et positive et un bon état de santé global.

Attention! L'appareil est interdit aux femmes enceintes de trois mois ou moins aux personnes ayant subi une transplantation d'organes ou souffrant de maladies cardiaques.

Mode d'emploi de l'appareil «DeVita Energy»

L'appareil peut être utilisé dans les cas suivants :

- une fatigue physique et émotionnelle,
- un syndrome récurrent de «fatigue chronique»,
- des efforts physiques importants,
- une dépression, des syndromes de stress,
- des vertiges, de l'asthénie, de la somnolence.

Les résultats obtenus après l'utilisation de l'appareil «DeVita Energy»

- remet en ordre et renforce les capacités physiques,
- déstresse l'état psycho-émotionnel,
- apport d'énergie positive,
- rétablit les fonctions de régulation de l'organisme,
- régularise les fonctions de drainage du corps humain,
- rajeunit.

La méthode: l'appareil doit être utilisé 1-2 fois par jour le matin et dans l'après-midi. Il ne doit pas être utilisé avant se coucher et plus de 2 fois par jour.

Conclusions

La doctrine Wellness – basée sur une alimentation saine, des exercices musculaires légers, un apport en air pur et le rejet de mauvaises habitudes de vie – aide beaucoup à réduire le risque d'être atteint par différentes maladies. Pourtant dans la vie moderne il n'est pas toujours possible de suivre cette doctrine. C'est particulièrement vrai dans les grandes villes avec leurs situation de stress constante, un rythme de vie accéléré, un environnement peu sain.

L'appareil «DeVita Energy» est appelé à aider le sujet à renouveler l'énergie qu'il a perdue, à renforcer son immunité et à maintenir son niveau de tonus à un niveau élevé.

Plus l'énergie de l'Humain est renforcée, plus l'état de santé général s'améliore et plus il dispose du potentiel et des capacités nécessaires pour mener la vie qu'il souhaite.

Устройство для усиления
собственных защитных сил и
корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita
Energy

Назначение устройства

Устройство «DeVita Energy» является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем.

Предназначено для усиления собственных защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот по методам Р.Райфа, Р.Фолля, Ф.Морреля.

Внимание! Устройство может использоваться детьми только под присмотром взрослых. Детям запрещено играть с устройством. Лица с ограниченными физическими возможностями и умственными нарушениями могут использовать устройство только под присмотром соответствующего персонала.

Комплектность

Устройство «DeVita Energy»	1 шт.
Паспорт/инструкция по применению.....	1 шт.
Упаковка.....	1 шт.
USB-кабель для зарядки.....	1 шт.
Шнурок на шею.....	1 шт.

Технические характеристики

1. Количество комплексов, шт.	1
2. Диапазон частот, Гц.....	0,1÷15000
3. Погрешность установки частоты не более, %.....	±0,003
4. Время непрерывной работы не менее, час.....	20
5. Тип клавиатуры.....	сенсорная
6. Тип дисплея.....	TFT 128x160
7. Обновление через Интернет:	
- программы управления устройством.....	да
- программ комплексов.....	да

8. Питание:	
- аккумулятор Li-Pol 3,7В, встроенный в устройство, шт.	1
9. Максимальное время зарядки аккумулятора, час.....	6
10. Габаритные размеры не более, мм.....	102x44x15
11. Масса прибора не более, кг.....	0,1
12. Средний срок службы не менее, лет.....	5

Информация о безопасности

Устройство:

- безопасно в использовании;
- нетоксично;
- не является легковоспламеняющимся;
- невзрывоопасно;
- не является источником опасных для здоровья излучений.

При зарядке аккумулятора устройства класса III должны питаться от сетевого адаптера исключительно безопасного низковольтного напряжения.

Защита окружающей среды

Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы устройства и перед тем как передать его на утилизацию аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специальных пунктах.

Извлечение аккумуляторной батареи

1. Открутите три винта на задней панели корпуса устройства.
2. Отсоедините запаянные клеммы батареи от платы.
3. Аккуратно извлеките аккумулятор.

Правила ухода, хранения и транспортировки

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре от 10 до 35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Устройство должно быть защищено от прямого попадания влаги и действия активных химических веществ.

Не разбирайте устройство.


Не допускайте падения устройства.

Не допускайте падения на устройство других предметов.

Рекомендуем сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока.

Описание устройства

1. Кнопка включения/выключения устройства
2. Дисплей
3. Гнездо зарядки
4. Клавиши перемещения
5. Клавиша выбора опции
6. Клавиша возврата
7. Светодиод выполнения программы



Работа с устройством

Для включения устройства нажмите кнопку¹. Время подсвечивания дисплея составляет 30 сек с момента нажатия последней клавиши. Дисплей можно отключить раньше этого времени повторным нажатием кнопки¹. В случае если дисплей погас до того, как вы ввели нужные команды, его необходимо включить повторным нажатием кнопки¹.

После нажатия кнопки¹ на дисплее появится заставка¹, а через 2 сек устройство автоматически выйдет в режим главного меню².

Работа с главным меню

Подменю «Настройки»

Клавишами перемещения   выберите пункт «Настройки». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Настройки»³.

• Выбор языка

Внимание! По умолчанию установлен русский язык. Если нет необходимости менять язык, данный пункт можно пропустить.

Клавишами перемещения   выберите пункт «Язык». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Язык»⁴.

Клавишами перемещения   выберите нужный язык. Нажмите клавишу выбора опции .

Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата .

• Настройка звука

Клавишами перемещения   выберите пункт «Звук». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Звук»⁵.

Клавишами перемещения   выберите пункт «Вкл.» или «Выкл.». Нажмите клавишу выбора опции. При выборе пункта «Выкл.» звуковое сопровождение нажатия клавиш отключается.

Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата .

• Настройка времени

Клавишами перемещения   выберите пункт «Время». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится подменю «Настройка времени»⁶.

Клавишей выбора опции  выберите окно «Часы», «Минуты» или «Формат».

Клавишами перемещения   установите необходимые часы, минуты или формат.

Для возврата в подменю «Настройки» нажмите клавишу возврата .

• Об устройстве


Клавишами перемещения   выберите пункт «Об устройстве». Нажмите клавишу выбора опции . На дисплее появится номер вашего устройства и версия программы.

• Выбор программы

Клавишами перемещения   выберите пункт «Программа»². Нажмите



1



2



3



4

клавишу выбора опции **OK**⁷. Программа запустится, о чем будет сигнализировать мигание красного светодиода под логотипом на панели устройства. На дисплее появится подменю выполнения текущей программы⁸. Таймер в верхней части дисплея отображает время, оставшееся до конца выполнения программы.

• Информация о выполнении программы

При необходимости получения информации о выполнении программы нажмите кнопку¹. На дисплее появится подменю выполнения программы.

• Прерывание программы

Если необходимо прервать выполнение программы, клавишами перемещения **▲▼** выберите пункт «Да» подменю выполнения программы и нажмите клавишу выбора опции **OK**.

• Пользование устройством в режиме работы программы

Сразу же после запуска программы расположите устройство тыльной стороной к телу, например, в кармане.

Зарядка устройства

• Индикатор заряда аккумулятора

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен белым цветом, активны три **■■■** или два **■■** внутренних сектора индикатора – аккумулятор заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, активен один **■** внутренний сектор индикатора – заряд аккумулятора на исходе.

Индикатор заряда аккумулятора подсвечен красным цветом, ни один из внутренних секторов индикатора не активен, на дисплее высвечивается надпись «Зарядите батарею!» – аккумулятор разряжен полностью⁹.

• Зарядка аккумулятора

В случае малой зарядки или полной разрядки аккумулятора подсоедините разъем mini-USB переходного шнура к гнезду зарядки/записи программ устройства, а разъем USB – к USB порту работающего компьютера. Индикатор заряда аккумулятора начнет сигнализировать о процессе зарядки.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства «DeVita Energy» техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.




При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в паспорте, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.


В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт. Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Доставка неисправного устройства к месту ремонта осуществляется за счет покупателя.

При нарушении сохранности корпуса устройства и/или при отсутствии гарантийного талона претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;
- при нарушении сохранности пломб;
- при наличии внешних дефектов (трещин, сколов и др.).





Покупатель имеет право заменить неисправный прибор на новый в следующих случаях:

- прибор ремонтировался три раза в течение гарантийного срока;
- прибор не подлежит ремонту.

Внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию прибора и программное обеспечение без ухудшения существующих характеристик.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания на территории РФ обращайтесь к эксклюзивному дистрибьютору.

ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ». 124482, Россия, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4 (здание «Бизнес-центра»), офис 1507. Тел.: +7 (495) 981-91-62, +7 (925) 335-41-91.

E-mail: remont@deta-elis.ru. Skype: [deta_remont](#)

Свидетельство о приемке

Устройство «DeVita Energy»

заводской № _____ изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Отметка технического контроля:

МП _____

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 201__ г.

(дата выпуска)



Впервые мысль о наличии в организме человека энергии и зависимости здоровья от ее циркуляции была высказана древними врачевателями Китая, Индии, Египта. Сегодня научно доказано, что каждый орган человека излучает определенные частоты. Под действием неблагоприятных внешних факторов, полной стрессов современной жизни, плохой экологии его частоты отклоняются от своих естественных параметров, в результате чего возникает депрессия, апатия, хроническая бессонница.

Устройство «DeVita Energy» излучает гармоничные электромагнитные частоты, которые выравнивают биоэнергетические показатели человека, запускают функции регуляции организма, основанные на резонансных явлениях, снижают био- и геопатогенные нагрузки. «DeVita Energy» мягко и безопасно воздействует на организм человека, не нарушая его энергоравновесие ни в целом, ни локально.

Этот способ воздействия на организм основан на разработках Франца Мореля – автора метода биорезонансной терапии. Правильно созданная программа электромагнитного воздействия восстанавливает и усиливает физиологические показатели, снимает психоэмоциональное напряжение человека, заряжая его энергией, даря хорошее настроение и прекрасное самочувствие.

Внимание! Устройство имеет противопоказание к использованию беременными женщинами в первом триместре; людьми, перенесшими трансплантацию органов; также теми, кто страдает тяжелыми заболеваниями сердца.

Показания к применению устройства «DeVita Energy»

Применять устройство рекомендуется всем, кому приходится испытывать:

- Физическую и эмоциональную усталость
- Синдром «хронической усталости»
- Большие физические нагрузки
- Депрессию, стрессы
- Головокружение, слабость, сонливость

Эффект после применения устройства «DeVita Energy»:

- Восстанавливает и усиливает физиологические показатели
- Снимает психоэмоциональное напряжение
- Заряжает энергией
- Запускает функции регуляции организма
- Регулирует дренажную функцию организма
- Снижает био- и гепатогенные нагрузки
- Омолаживает

Методика: Прибор использовать 1-2 раза в день в утреннее или дневное время. Не использовать устройство на ночь и более 2 раз в день.

Заключение

Концепция Wellness – здоровое питание, умеренные физические нагрузки, свежий воздух, отказ от вредных привычек – во многом снижает риск возникновения различных заболеваний. Однако в современном мире не всегда удается последовательно придерживаться данной концепции. Особенно это актуально для мегаполисов с их постоянными стрессами, стремительным образом жизни и неблагоприятной окружающей средой.

Устройства «DeVita Energy» призваны помочь организму восстановить утраченную энергию, повысить иммунитет и поддержать жизненный тонус на высоком уровне.

Чем выше энергетика человека, тем лучше состояние его здоровья, тем большим потенциалом и возможностями он обладает для того, чтобы создать свою жизнь такой, какой он хочет.

Garantieschein Nr. 1

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von DeVita Energy

Übergabe am « ____ » _____ 201__ . Reparaturen durchgeführt von

(Name, Unterschrift)



DETA-ELIS-EUROPA GmbH Justus-Liebig-Str. 2
36093 Künzell, Germany

Garantieschein Nr. 1 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: **DeVita Energy**

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum « ____ » _____ 201__ .

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

« ____ » _____ 201__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

« ____ » _____ 201__ .

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

Garantieschein Nr.2

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von DeVita Energy

Übergabe am « ____ » _____ 201__ . Reparaturen durchgeführt von

(Name, Unterschrift)



DETA-ELIS-EUROPA GmbH Justus-Liebig-Str. 2
36093 Künzell, Germany

Garantieschein Nr.2 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: **DeVita Energy**

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum « ____ » _____ 201__ .

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

« ____ » _____ 201__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

« ____ » _____ 201__ .

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

Garantieschein Nr.3

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von DeVita Energy

Übergabe am « ____ » _____ 201 ____ . Reparaturen durchgeführt von

(Name, Unterschrift)



DETA-ELIS-EUROPA GmbH Justus-Liebig-Str. 2
36093 Künzell, Germany

Garantieschein Nr.3 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: **DeVita Energy**

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum « ____ » _____ 201 ____ .

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

« ____ » _____ 201 ____ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

« ____ » _____ 201 ____ .

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

www.deholding.org

DETA-ELIS-Europa GmbH
Justus-Liebig-Str. 2
36093 Künzell, Germany